


sealprene®

Welche Vorteile haben Sie?

- Prothesenschutz aus hautverträglichem Neopren
- Einfach, robust und pflegeleicht
- Handlich, praktisch und immer dabei
- Wasserfest und auf Dichtigkeit geprüft
- Gangqualität und -sicherheit mit der Alltagsprothese
- Körperpflege selbständig und überall
- Schutz für Bauteile und Kosmetik bei Aktivitäten im Alltag, Beruf und Freizeit
- Nach Maßangaben gefertigt, in 14 Tagen geliefert
- CE-Konformität nach 93/42 EWG für Medizinprodukte



Kontakt

sealprene
by Carsten Sauer
Altenlinde 78
D-51789 Lindlar

Tel: +49 (0) 22 66 / 90 12 33-6
Fax: +49 (0) 22 66 / 90 12 33-7

info@sealprene.com
www.sealprene.com

patent pending
Stand Oktober 2011

überreicht durch:

sealprene®

sealprene®

Prothesenschutz ▪ Prosthesis Cover



mittendrin.



wohlfühlen.



sich pflegen.

www.sealprene.com

sealprene.

Wann setzen Sie den Prothesenschutz ein?

Zum Duschen und zur Körperpflege, für Hobby, Strand und Wassersport. Klein, praktisch, handlich und immer dabei. Pflegeleicht, robust und dazu einfach in der Handhabung:



Mit dem sealprene Prothesenschutz erweitern Sie ihren Aktionsradius Zuhause und auf Reisen. Sie schützen die Bauteile Ihrer Prothese und die Kosmetik ohne auf Ihre gewohnte

Passform und Gangqualität zu verzichten. Das kleine Packmaß und das geringe Gewicht sorgen dafür, dass Sie ihren sealprene Prothesenschutz problemlos mit sich führen können, im Flugzeug, mit der Bahn oder im Rucksack.

Zuhause und in der Rehabilitation erleichtert der Prothesenschutz die selbständige Pflege. Duschtassen und rutschige Oberflächen verlieren Ihnen Schrecken. Das Begehen von Nassräumen ist nun auch ohne Gehstützen gefahrlos möglich. In Ihrer Freizeit arbeiten Sie im Garten, waschen Ihr Auto oder betreiben Wassersport.



sealprene.

Für wen ist der Prothesenschutz geeignet?

Der sealprene Prothesenschutz ist für Unterschenkel-, KnieEx- und Oberschenkel-Amputierte (mit Saugschaft) mit Prothesenversorgung bestens geeignet.

Patienten mit Umkehrplastik oder Oberschenkelprothesen mit Pinlock oder Unterdrucksystem können per Sonderanfertigung versorgt werden.



Der Prothesenschutz ist aus hautverträglichem, bewährtem Neopren maßangepasst hergestellt und ermöglicht das Tragen von Badesandalen, Crocs™ oder Ähnlichem. Die Sohle ist anti-rutsch beschichtet, wir empfehlen dennoch aus Gründen der Sicherheit und Ergonomie das Tragen von Schuhen.

Nach dem Erfassen Ihrer Maße durch Ihren Orthopädietechniker wird Ihr Prothesenschutz binnen 14 Tagen in den Farben „haut“ oder „schwarz“ gefertigt. Sonderfarben sind auf Wunsch möglich.

sealprene.

so einfach ist das.




Schlagen Sie den sealprene Beinprothesenschutz so weit wie möglich um.



Ziehen Sie nun den sealprene Beinprothesenschutz wie einen Stiefel an.



Ziehen Sie den sealprene Beinprothesenschutz soweit wie möglich nach oben bis über den oberen Rand der Prothese.



Anschließend rollen und klappen Sie den oberen Abschluss hoch. Fertig! Zum Ausziehen gehen Sie umgekehrt vor.